

- 1) Il kit è composto da un flaconcino e da una busta di plastica.
- 2) È necessario innanzitutto raccogliere un campione di feci. Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
- 3) Svitare ed estrarre dalla provetta il tappo verde con il bastoncino, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto.
- 4) Strisciare il bastoncino sopra le feci alcune volte in senso orizzontale e verticale. È sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
- 5) Inserire il bastoncino nella provetta, fare pressione fino a sentire un clic di chiusura e agitare.
- 6) Inserire la provetta nell'apposita bustina.
- 7) Consegnare la provetta il giorno stesso. In caso di più campioni, conservarli in frigorifero (2°-10°) fino ad un massimo di 3 giorni.

Note

- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Il prelievo non deve essere eseguito durante il flusso mestruale.
- Se si è affetti da emorroidi non eseguire il prelievo se sono sanguinanti.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino o di perdita del liquido in essa contenuto.

