

Per questo tipo di esame si richiede la valutazione su tre campioni di urina che il paziente dovrà raccogliere per tre mattine consecutive, utilizzando il kit, distribuito dall'UOC di Anatomia Patologica.

PUNTI DOVE REPERIRE IL KIT PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CITOLOGICO URINARIO SU 3 CAMPIONI

Il kit di raccolta viene fornito gratuitamente, previa presentazione impegnativa/ricetta dematerializzata per esame citologico urine **su tre campioni**, da:

- Esine

UOC Anatomia Patologica Ospedale di Esine
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:00.

Tel.0364 369255

- Edolo

Laboratorio Analisi
dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 9:30.

Tel.0364 772559

- Boario Terme

Sede: via G.Galilei, 16 c/o RSA Fondazione Residenza A. Maj
dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 9:00.

Tel.0364 533161

- Darfo

Sede: Via A. Barbolini
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 8:30.

Tel. 0364 540228

- Pisogne

Sede: Via Romanino, 18
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:00 alle 8:30.

Tel.0364 540119

- Ponte di Legno

Sede: P.le Europa, presso il Centro Sanitario
nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 7:00 alle 8:30.

Tel. 0364 929800

- Capo di Ponte

Sede: Fondazione Fratelli Bona – via G. Marconi,3
da martedì a venerdì dalle 7:30 alle 9:00.

Tel. 0364 42046

PUNTI DI CONSEGNA DEI CAMPIONI:

Dopo la raccolta dei tre campioni urinari, come di seguito indicato, il kit deve essere consegnato in una delle sedi sopra elencate e nell'orario specificato per ciascuna di esse, fatta eccezione per l'Anatomia dell'Ospedale di Esine dove la consegna deve essere fatta entro le 9:30.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI

Per eseguire l'esame:

- **Non** è necessario essere a digiuno.
- **Non** eseguire l'esame durante il ciclo mestruale (attendere almeno 5 giorni dal termine).
- **Non** conservare i campioni in frigorifero, ma conservarli a temperatura ambiente.
- **Apporre** a ciascun campione un'etichetta identificativa riportante nome, cognome, data di nascita e data della raccolta.

PROCEDURA

- 1 Eliminare l'urina della notte.
- 2 Raccogliere la seconda urina del mattino (scartando il primo getto) in un bicchiere di plastica.
- 3 Far riposare il campione per circa mezz'ora a temperatura ambiente, in luogo fresco e protetto.
- 4 Eliminare l'urina di superficie fino a conservarne circa 15/20 ml (un dito del bicchiere di plastica misura grande).
- 5 Prima di travasare l'urina nel provettone (tappo blu/*contenitore primario*), ruotare il bicchiere delicatamente per meglio miscelare l'urina.
- 6 Avvitare bene il provettone e contrassegnarlo con etichetta (presente all'interno della scatola) riportante nome, cognome e data del giorno di raccolta.
- 7 Riporre il provettone all'interno del kit dopo averlo inserito nel sacchetto di plastica con chiusura a pressione (presente all'interno della scatola/*contenitore secondario*).
- 8 Procedere con la stessa modalità (dal punto 1 al punto 7) per gli altri due giorni successivi.
- 9 Terminata la raccolta dei tre campioni, richiudere la scatola del kit e consegnarla presso uno dei punti di raccolta indicati.

DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE ED ALLEGARE AL KIT

Si richiede, per una più completa valutazione dei campioni citologici, di compilare il modulo M AnP 014 "Dati Anamnestici", in ogni sua parte e consegnarlo al personale amministrativo dedicato, al momento della consegna del KIT stesso.

Grazie per la collaborazione.

AGGIORNATO AL 10.03.2021

Direttore UOC Anatomia Patologica
Dr.ssa Roberta Marchione

Verificato e confermato in data _____ Firma _____